

As Placas Especiais para Osteossíntese Hermann são indicadas para fixação interna e/ou compressão de fragmentos ósseos que foram traumáticamente danificados ou precisam de reconstrução.

São utilizadas em fraturas simples ou cominutadas dos ossos pequenos da região do crânio, mandíbula e mão, com parafusos de mini e micro fragmentos.

As Placas Especiais para Osteossíntese Hermann são projetadas para uso com os parafusos específicos, relacionados como componentes ancilares. O uso de parafusos de emergência é necessário apenas se os parafusos adequados exatos não estiverem disponíveis entre as medidas padrão.


Modelos comerciais

Os modelos são divididos de acordo com a configuração e espessura da placa conforme relacionado a seguir:

- 1) Placa média de 0,55mm
- 2) Placa média de 0,6mm
- 3) Miniplaca de 1,0mm
- 4) Miniplaca de compressão de 1,3mm
- 5) Placas de reconstrução de 2,5mm

Placa própria para tratamento de fratura proximal da falange e metacapo IV (FM)

Placa média
1 peça/embalagem



4 furos

H31-06104



4 furos
com ponte


H31-06174



16 furos

H31-06116

Placa Média
1 peça/embalagem



Placas em T



6 furos, 90°

H31-06306



6 furos, 110°, esquerda

H31-06326



6 furos, 110°, direita

H31-06316



7 furos, 90°

H31-06307

Placa em Y



7 furos

H31-06707

Placas em L



6 furos, 90°, direita

H31-06206



6 furos, 90°, esquerda

H31-06226



6 furos, 150°, direita

H31-06215



6 furos, 150°, esquerda

H31-06216

Placas condilares
(Altura do perfil 1,0mm)



5 furos, direita

H31-06905



5 furos, esquerda

H31-06915

Placas retangulares painel grelha



2 x 2 furos

H31-06604



3 x 2 furos


H31-06606



4 x 2 furos

H31-06608

Medium-Titanium Fixation Plates **FM** H36-90201



	Cross Head		Cross Head
Screwdriver desmantable complete	H36-30117	Screwdriver desmantable complete, self fitting	H36-30117S
Handle	H36-00000	Handle	H36-00000
Screw Holding Device	H36-20000	Blade	H37-20200S
Blade	H37-20200		



Plate- and Wire cutting Pliers with TC
18 cm, 7", for FS, FM, FL, KL
H16-70418

Plate bending Pliers
13.5 cm, 5", for FS, FM
H26-70512



Plate holding Forceps, straight
18 cm, 7"
H16-40018

Plate holding Forceps, angled
18 cm, 7"
H16-45018



Handle for Drill Guide
H16-21000

Drill Guide, centric FM
H16-21200



Depth Measuring Gauge
FM, FL, KL, KXL
18 cm, 7"
H36-20018