



**Prótese de Tendão** é utilizada como implante temporário na formação do espaço que irá receber o tendão flexor ou extensor em sua reconstrução.

#### Sobre a Prótese

- São implantes do tipo passivo, pois não possuem terminais para fixação, portanto têm sua apresentação lisa;
- Confeccionada em silicone grau implantável;
- Disponível nos modelos oval e cilíndrico, no comprimento de 300 mm, cada um deles em diversos tamanhos,
- o que possibilita a escolha da prótese mais adequada à necessidade do paciente.
- É radiopaca, permitindo sua visualização através do RX;
- Esterilizada em óxido de etileno.

REFERÊNCIA	MED. A	MED B
4102	Ø 2 mm	1,0mm
4153	Ø 3 mm	1,5mm
4204	Ø 4 mm	2,0mm
4255	Ø 5 mm	2,5mm
4306	Ø 6 mm	3,0mm
4357	Ø 7 mm	3,5mm

REFERÊNCIA	DIÂMETRO
4001	Ø 1mm
4002	Ø 2mm
4003	Ø 3mm
4004	Ø 4mm
4005	Ø 5mm
4006	Ø 6mm
4007	Ø 7mm



Para maiores informações sobre este produto entre em contato com (11) 3862-4427 - [www.globomedical.com.br](http://www.globomedical.com.br)